


電動ピペットをリモートでセットアップ


Eppendorf Pipette Manager と Xplorer® connected を導入することで、電動ピペット Xplorer / Xplorer plus の設定変更をより迅速にするとともに、再現性の向上、各ステップのデジタルドキュメンテーションを可能にします。




電動ピペットでの作業に、より自由で快適な操作性をもたらします。リモート接続された電動ピペットに切り替え、個人のピペッティングスキルをさらに向上させるとともに、チームのピペットを効率的に管理しましょう。



リモート接続された電動ピペット
Eppendorf Xplorer® (plus) または Xplorer plus Move It®ピペットをリモート接続しましょう！



Pipette Manager
タッチパネル式の Pipette Manager が接続された電動ピペットとタブレットを WiFi 経由で通信させます。



タブレット
タブレット (Android & iOS) を接続して他のユーザーと並行して作業を行うことができます。

[デモツールはこちら](#)

Pipette Manager がもたらすメリット

Be Faster

Pipette Manager で容量設定がより迅速になります。すべてのセッティングは電動ピペットに即座に転送され、スピーディーなピペッティングを可能にします。

Be more accurate

扱いが難しい液体タイプ(例:粘性、揮発性、発泡性)で作業する場合は、ピペッティングの再現性を上げるために、ソフトウェアに組み込まれている Liquid Manager からガイドをゲットしましょう。

あらかじめ設定された Eppendorf リキッドタイプから選ぶか、または、ご自身で設定を作成できます。

Be confident

自動的に各ピペッティングステップを記録に取り、PDFデータとして USB 経由で簡単にエクスポートできます。記録にはタイムスタンプ、ピペットのシリアル番号、ピペッティングモード、容量並びに選択リキッドタイプといった詳細が入っています。

Work more closely

ピペットセットをより効率的に管理し、チームでのコラボレーションを向上させましょう。»Pipette Set Creation« または »Liquid Type Sharing« という機能により、操作をスムーズかつ効率的にします。

Evolve Your Electronic Pipettes

柔軟に対応できる電動ピペット!

簡単に電動ピペット Eppendorf Xplorer (plus) または Xplorer plus Move It を WiFi モジュールで接続できるようになります。

WiFi モジュールを電動ピペットにセットし、リモート接続して使用するまで、一分未満で開始できます!



注文案内

説明

Pipette Manager、電動ピペットを通信可能にする外部タッチサーバー

Eppendorf Xplorer® connect、電動ピペット Eppendorf Xplorer 用バッテリー含む WiFi モジュール

注文番号

1004000001

4861000970

www.eppendorf.com/contact

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5
Tel: 03-5825-2361 Email: info@eppendorf.jp

www.eppendorf.com/visionize-pipette-manager

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Xplorer®, Move It® は、ドイツ・Eppendorf SE の登録商標です。グラフィックや画像を含むすべての権利を保有しています。Copyright © 2023 by Eppendorf SE.