

提供 Xplorer plus 电动款和
Research plus 手动款



		epT.I.P.S. [®] 吸头			epT.I.P.S. [®] 384 吸头	
兼容规格		Eppendorf Xplorer [®] plus, 电动款 Eppendorf Research [®] plus, 手动款			Eppendorf Xplorer [®] plus, 电动款 Eppendorf Research [®] plus, 手动款	
吸头种类		4	6	8	8	12
通道数						
量程 (μL)		300 / 1,200	300 / 1,200	300 / 1,200	20 / 100	20 / 100
间距 (mm)		9-33	9-20	9-14	4.5-14	4.5-9
384 孔板	4.5				■	■
96 孔板/ PCR 8 联管	9	■	■	■	■	■
48 孔板	13	■	■	■	■	
24 孔板	19	■	■			
12 孔板	26	■				
1.5 / 2.0 / 5.0 mL 离心管	21 — 33 适用于以下 Eppendorf 管架: > 5.0 mL > 比色皿架 > 储存盒 5 x 5	■				
1.5 / 2.0 / 5.0 mL 离心管	15 — 20 适用于以下 Eppendorf 管架: > 1.5 / 2.0 mL > CryoStorage 冻存管架 > 储存盒 8 x 8	■	■			
0.5 / 1.5 / 2.0 mL 离心管	9 — 14 适用于以下 Eppendorf 管架: > 0.5 mL > 储存盒 9 x 9 > 储存盒 10 x 10	■	■	■	■	
凝胶上样	4.5 — 9	■*	■*	■*	■	■

* 适用性受限于吸头体积和大小